



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
 ☒ Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 16 mars 2018/cti/sme

V181\_VKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-01 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2017-107 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 +, gp41 +++, p31 -, p24 ++, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2017-108 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'échantillon 2017-109 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 ++, gp41 +++, p31 ++, p24 +, p17 ++, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **88** contrôles de qualité expédiés, **88** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **87** participants (**98.9 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté un résultat non correct pour 2018-108: positif au lieu de négatif.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Code du test et fabricant

### Nombre de participants

1	Abbott HIV Ag/Ab, Architect	39
2	Bio Mérieux HIV Vidas	7
3	BioRad Genie Fast HIV 1/2	1
4	BioRad HIV Ab/Ag Ultra	3
5	Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
6	DiaSorin	1
7	Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
8	Ortho HIV 1/2, Vitros	1
9	Roche HIV Combo	26
10	Siemens Centaur	3
11	Siemens HIV Integral II	2

### Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2017-407	sérum humain positif	R
2017-408	sérum humain négatif	NR
2017-409	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 avril 2018**

