



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
☒ Case postale | 3001 Berne  
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

**Version corrigée**

04.10.2018 /cti/sme

Berne, 28 septembre 2018/cti/sme V183\_VKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-03 anti-VIH-1/-2

L'échantillon 2017-307 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'échantillon 2017-308 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 +, gp41 ++, p31 -, p24 ++, p17 -, sgp105 -, gp36. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2017-309 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 ++, gp41 ++, p31 -, p24 +, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **87** contrôles de qualité expédiés, **87** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **87** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

### Code du test et fabricant

### Nombre de participants

1	Abbott HIV Ag/Ab, Architect	37
2	Bio Mérieux HIV Vidas	5
3	BioRad Genie Fast HIV 1/2	1
4	BioRad HIV Ab/Ag Ultra	3
5	Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
6	DiaSorin	1
7	Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
8	Ortho HIV 1/2, Vitros	1
9	Roche HIV Combo	28
10	Siemens Centaur	3
11	Siemens HIV Integral II	2
12	Abbott Alinity	

### Résultats

	VIH-1/-2	Résultats
2018-307	sérum humain négatif	NR
2018-308	sérum humain positif	R
2018-309	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 5 novembre 2018**