



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
 ☒ Case postale | 3001 Berne
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 13 décembre 2019 /cti/sme V194_VKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-04 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2019-407 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
 sgp120 +, gp41 ++, p31 +, p24 ++, p17-, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2019-408 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):
 sgp120 ++, gp41 ++, p31 ++, p24 +, p17 ++, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2019-409 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.
 Sur **85** contrôles de qualité expédiés, **85** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **85** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott HIV Ab/Ab Alinity	1
2 Abbott HIV Ag/Ab, Architect	36
3 Bio Mérieux HIV Vidas	3
4 BioRad Genie Fast HIV 1/2	1
5 BioRad HIV Ab/Ag Ultra	2
6 Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
7 DiaSorin	1
8 Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
9 Ortho HIV 1/2, Vitros	1
10 Roche HIV Combo	30
11 Siemens Centaur	2
12 Siemens HIV Integral II	2
13 Siemens Atellica	1

Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2019-407	sérum humain positif	R
2019-408	sérum humain positif	R
2019-409	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise



Envoi du prochain contrôle de qualité: 3 février 2020