



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 5 juin 2020 /cti/sme

V202_VKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-02 anti-VIH-1/2

L'échantillon 2020-207 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 -, gp41 +, p31 -, p24 ++, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'échantillon 2020-208 était un sérum d'origine humaine anti-VIH et Ag VIH p24 négatif.

L'échantillon 2020-209 était un sérum d'origine humaine, anti-VIH réactif, confirmé positif, présentant les bandes et réactions suivantes en immunoblot (InnoLIA VIHScore):

sgp120 ++, gp41 ++, p31 -, p24 -, p17 -, sgp105 -, gp36 -. L'antigène VIH-1 p24 était négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **85** contrôles de qualité expédiés, **85** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **84** participants (**98.8 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés. Un participant a rapporté un résultat non correct pour l'échantillon 2020-208 : R au lieu de NR (valeur 1.36).

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott HIV Ag/Ab Alinity	1
2 Abbott HIV Ag/Ab, Architect	36
3 Bio Mérieux HIV Vidas	3
4 BioRad Genie Fast HIV 1/2	1
5 BioRad HIV Ab/Ag Ultra	2
6 Determine HIV 1/2 Ag/Ab Schnelltest	4
7 DiaSorin	1
8 Fujirebio Inno-Lia HIV 1/2 Score	1
9 Ortho HIV 1/2, Vitros	1
10 Roche HIV Combo	32
11 Siemens Atellica	1
12 Siemens Centaur	2
13 Siemens HIV Integral II	0

Résultats

	VIH-1/2	Résultats
2020-207	sérum humain positif	R
2020-208	sérum humain négatif	NR
2020-209	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 17 août 2020

