



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie  
 ☒ Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Sylvia Meyer, Administration  
T 031 384 23 08

Berne, 4 septembre 2020 cni/sme – Ss20-3F

## Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2020-03

### Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

Gr. Sanguin résultat final	Donneur 2020-31					Donneur 2020-32					Patient 2020-33				
	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI	AB	A	B	O	NI
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RhD	pos	nég	D <sup>weak</sup>	D <sup>variant</sup>	NI	pos	nég	D <sup>weak</sup>	D <sup>variant</sup>	NI	pos	nég	D <sup>weak</sup>	D <sup>variant</sup>	NI
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rh-Phénotype	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND	C	c	E	e	ND
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En cas de divergence entre les résultats de la détermination de l'antigène et de l'isoagglutinine dans le groupe sanguin, le résultat correct du groupe sanguin est NI. Le résultat "NI" n'est valable qu'avec la description de la procédure ultérieure sous les remarques (feuille de protocole).

NI = non identifiable  
ND = non déterminé

### Recherche anticorps

Sérum patient 2020-33	Résultat	
	négatif	positif
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spécification des anticorps		
anti- Fy <sup>a</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Test de compatibilité

IAT	2020-33 Sérum patient		
	négatif	faiblement positif	positif
Ec donneur 2020-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ec donneur 2020-32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Remarques

Spécification des anticorps: L'anticorps privé anti-Wr<sup>a</sup>, ne doit pas être décelé.

