

Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Immuno-hématologie Murtenstrasse 133 | Case postale | 3001 Berne Murtenstrasse 133 | 3008 Berne itransfusion.ch | ringversuche@itransfusion.ch T +41 31 384 23 00

Sylvia Meyer, Administration D +41 31 384 23 08

Berne, 14 novembre 2025 cni/sme - Ss25-4F

Clé des résultats contrôle de qualité immuno-hématologie 2025-04

Groupes sanguins ABO et facteurs Rhésus

	Donneur 2025-41			Donneur 2025-42				Patient 2025-43				
	AB	Α	В	0	AB	Α	В	0	AB	Α	В	0
Groupe Sanguin résultat final												
RhD	pos	nég	Dweak	Dvariant	pos	nég	Dweak	Dvariant	pos	nég	Dweak	Dvariant
	С	С	Е	е	С	С	E	е	С	С	Е	е
Rh-Phénotype												

[→] Les isoagglutinines sont toujours clairement identifiables. Si ce n'est pas le cas, l'analyse a été effectuée à partir du mauvais tube.

Recherche anticorps

	Résultat					
Sérum patient 2025-43	négatif □	positif				

Spécification des anticorps						
anti-D	anti-S					

Test de compatibilité

	2025-43 Sérum patient				
IAT	négatif	faiblement positif	positif		
Ec donneur 2025-41					
Ec donneur 2025-42					

Remarques

na			



[→] Les isoagglutinines ne peuvent pas être déterminées à partir du tube de sérum, mais à partir du surnageant des cellules des 3 tubes.