



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 16 mars 2018 /cti/SME

V181_HAKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-01 anti-HAV IgG et IgM

L'échantillon 2018-1A1 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM positif.

L'échantillon 2018-1A2 était du matériel anti-HAV IgG positif et anti-HAV IgM négatif.

L'échantillon 2018-1A3 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **36** contrôles de qualité expédiés, **36** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **36** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant

Nombre de participants

	Nombre de participants	
	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
1 Abbott HAVAb Architect	21	20
2 Beckmann Coulter HAV	1	2
3 Bio Mériex HAV	1	3
4 DiaSorin	1	1
5 Roche HAV	11	9
6 Siemens HAV	1	1

Résultats

	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
2018-1A1	R	R
2018-1A2	R	NR
2018-1A3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 30 avril 2018

