



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
 ☒ Case postale | 3001 Berne
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 8 juin 2018 /cti/SME

V182_HAKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-02 anti-HAV IgG et IgM

L'échantillon 2018-2A1 était du matériel anti-HAV IgG positif et anti-HAV IgM négatif.

L'échantillon 2018-2A2 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM négatif.

L'échantillon 2018-2A3 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **36** contrôles de qualité expédiés, **36** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **35** participants (**97.2 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté un résultat non correct pour 2A2 HAV IgG: positif au lieu de négatif.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
1 Abbott HAVAb Architect	20	19
2 Beckmann Coulter HAV	1	2
3 Bio Mériex HAV	1	3
4 DiaSorin	1	1
5 Roche HAV	12	10
6 Siemens HAV	1	1

Résultats

	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
2018-2A1	R	NR
2018-2A2	NR	NR
2018-2A3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé



Envoi du prochain contrôle de qualité: 20 août 2018