



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 28 septembre 2018 /cti/smev183_CMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-03 anti-CMV IgG et IgM

L'échantillon 2018-3C1 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.
L'échantillon 2018-3C2 était du matériel anti-CMV IgG positif et anti-CMV IgM négatif.
L'échantillon 2018-3C3 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **26** contrôles de qualité expédiés, **26** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **26** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
1 Abbott CMV, ARCHITECT	12	11
2 Bio Mérieux CMV	3	3
3 DiaSorin	3	3
4 Roche CMV	5	5
5 Siemens CMV	2	2
6 VIRCELL	1	1

Résultats

	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
2018-3C1	R	R
2018-3C2	R	NR
2018-3C3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 5 novembre 2018