



**Transfusion Interrégionale CRS SA**

Centre d'essais d'aptitude | Administration  
 ☒ Case postale | 3001 Berne  
 ☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
 iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
 T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 14 décembre 2018 /cti/sme V184\_HAKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2018-04 anti-HAV IgG et IgM

L'échantillon 2018-4A1 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM positif.  
 L'échantillon 2018-4A2 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM négatif.  
 L'échantillon 2018-4A3 était du matériel anti-HAV IgG positif et anti-HAV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **36** contrôles de qualité expédiés, **36** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **36** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
1 Abbott HAVAb Architect	20	19
2 Beckmann Coulter HAV	1	1
3 Bio Mériex HAV	1	3
4 DiaSorin	1	1
5 Roche HAV	12	11
6 Siemens HAV	1	1

### Résultats

	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
2018-4A1	R	R
2018-4A2	NR	NR
2018-4A3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 février 2019**

