



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 15 mars 2019 /cti/sme

V191_CMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-01 anti-CMV IgG et IgM

L'échantillon 2019-1C1 était du matériel anti-CMV IgG positif et anti-CMV IgM négatif.

L'échantillon 2019-1C2 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM négatif.

L'échantillon 2019-1C3 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **26** contrôles de qualité expédiés, **26** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **26** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
1 Abbott CMV, ARCHITECT	13	12
2 Bio Mérieux CMV	3	3
3 DiaSorin	3	3
4 Roche CMV	5	5
5 Siemens CMV	2	2

Résultats

	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
2019-1C1	R	NR
2019-1C2	NR	NR
2019-1C3	R	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | IND = indéterminé

Envoi du prochain contrôle de qualité: 29 avril 2019