



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 7 juin 2019 /cti/sme

V192_BMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-02 anti-HBc IgM

L'échantillon 2019-213 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2019-214 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2019-215 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant

Nombre de participants

1	Abbott Alinity	1
2	Abbott Architect	8
3	Beckmann Coulter	1
4	Bio Mérieux, Vidas	3
5	DiaSorin	1
6	Roche Cobas Core	3
7	Siemens Centaur	1

Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2019-213	sérum humain négatif	NR
2019-214	sérum humain négatif	NR
2019-215	sérum humain positif	R

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 19 août 2019

