



Transfusion Interrégionale CRS SA

Centre d'essais d'aptitude | Administration
☒ Case postale | 3001 Berne
☒ Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 27 septembre 2019 /cti/smeV193_BMKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-03 anti-HBc IgM

L'échantillon 2019-313 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2019-314 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2019-315 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Alinity	1
2 Abbott Architect	8
3 Beckmann Coulter	1
4 Bio Mériex, Vidas	3
5 DiaSorin	1
6 Roche Cobas Core	3
7 Siemens Centaur	0
8 Siemens Atellica	1

Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2019-313	sérum humain négatif	NR
2019-314	sérum humain positif	R
2019-315	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 4 novembre 2019

