



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Berne, 13 décembre 2019 /cti/sme V194\_BMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2019-04 anti-HBc IgM

L'échantillon 2019-413 était du matériel anti-HBc IgM positif.

L'échantillon 2019-414 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'échantillon 2019-415 était du matériel anti-HBc IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **18** contrôles de qualité expédiés, **18** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **18** participants (**100 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

**Les participants sont priés de remplir aussi la case des résultats.**

Code du test et fabricant	Nombre de participants
1 Abbott Alinity	1
2 Abbott Architect	8
3 Beckmann Coulter	1
4 Bio Mérieux, Vidas	3
5 DiaSorin	1
6 Roche Cobas Core	3
7 Siemens Centaur	0
8 Siemens Atellica	1

### Résultats

	Anti-HBc IgM	Résultat
2019-413	sérum humain positif	R
2019-414	sérum humain négatif	NR
2019-415	sérum humain négatif	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 3 février 2020**

