



Transfusion Interrégionale CRS SA
Centre d'essais d'aptitude | Administration
✉ Case postale | 3001 Berne
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Berne, 5 juin 2020 /cti/sme

V202_HAKF

Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-02 anti-HAV IgG et IgM

L'échantillon 2020-2A1 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM positif.

L'échantillon 2020-2A2 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM négatif.

L'échantillon 2020-2A3 était du matériel anti-HAV IgG et anti-HAV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **34** contrôles de qualité expédiés, **34** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **33** participants (**97.06 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté des résultats non corrects pour 2020-2A2 IgM et 2020-2A3 IgM: les résultats manquent.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
1 Abbott HAVAb Architect	16	16
2 Beckmann Coulter HAV	1	1
3 Bio Mérieux HAV	1	3
4 DiaSorin	1	1
5 Roche HAV	12	11
6 Siemens HAV	2	2

Résultats

	HAV Ig ou IgG	HAV IgM
2020-2A1	R	R
2020-2A2	NR	NR
2020-2A3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

Envoi du prochain contrôle de qualité: 17 août 2020

