



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 11 décembre 2020 /cti/sme v204\_CMKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2020-04 anti-CMV IgG et IgM

L'échantillon 2020-4C1 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM positif.  
L'échantillon 2020-4C2 était du matériel anti-CMV IgG positif et anti-CMV IgM négatif.  
L'échantillon 2020-4C3 était du matériel anti-CMV IgG et anti-CMV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **27** contrôles de qualité expédiés, **27** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **22** participants (**81.5 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Cinq participants ont rapporté un résultat non correct : pour l'échantillon 2020-4C3 anti-CMV IgG positif au lieu de négatif.

Code du test et fabricant	Nombre de participants	
	CMV Ig oder IgG	CMV IgM
1 Abbott CMV, ARCHITECT	11	10
2 Bio Mérieux CMV	4	4
3 DiaSorin	3	3
4 Roche CMV	5	5
5 Siemens CMV	1	1
6 Vircell CMV	1	1
7 Abbott ALNITY	2	2

### Résultats

	CMV Ig ou IgG	CMV IgM
2020-4C1	R	R
2020-4C2	R	NR
2020-4C3	NR	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise



Envoi du prochain contrôle de qualité: 1<sup>er</sup> février 2021