



**Transfusion Interrégionale CRS SA**  
Centre d'essais d'aptitude | Administration  
✉ Case postale | 3001 Berne  
📍 Murtenstrasse 133 | 3008 Berne  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Berne, 10 décembre 2021 /cti/sme V214\_HEKF

## Commentaire / Evaluation du contrôle de qualité 2021-04 anti-HEV IgG et IgM

L'échantillon 2021-4E1 était du matériel anti-HEV IgG et anti-HEV IgM négatif.

L'échantillon 2021-4E2 était du matériel anti-HEV IgG et anti-HEV IgM positif.

L'échantillon 2021-4E3 était du matériel anti-HEV IgG positif et anti-HEV IgM négatif.

L'homogénéité et la stabilité des échantillons ont été mises en œuvre et jugées conformément aux dispositions internes. Les valeurs cibles ont été vérifiées en sous-traitance (voir CCG chapitre 5).

### Commentaire

La qualité des échantillons a été qualifiée partout comme bonne.

Sur **5** contrôles de qualité expédiés, **5** participants (**100 %**) ont renvoyé les résultats. **4** participants (**80 %**) ont correctement déterminé les trois échantillons concernés.

Un participant a rapporté un résultat non correct: échantillon 2021-4E3 IgM R au lieu de NR.

### Code du test et fabricant

### Nombre de participants

	Nombre de participants	
	HEV Ig ou IgG	HEV IgM
1 BioMérieux Vidas HEV	2	2
2 Vircell Virclia HEV	1	1
3 Wantai HEV	1	1
4 Dia.Pro Diagnostic HEV	1	1

### Résultats

	HEV Ig ou IgG	HEV IgM
2021-4E1	NR	NR
2021-4E2	R	R
2021-4E3	R	NR

R = réactif (positif) | NR = non réactif (négatif) | GZ = zone grise

**Envoi du prochain contrôle de qualité: 31 janvier 2022**