

Interregionale Blutspende SRK AG

Ringversuchszentrum | Administration

☑ Postfach | 3001 Bern

⑤ Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 2. Juni 2023 /cti/sme

V232_HAKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-02 HAV Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2023-2A1 bestand aus anti-HAV IgG positivem und anti-HAV IgM negativem Material.

Die Probe 2023-2A2 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM negativem Material.

Die Probe 2023-2A3 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM positivem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von 32 verschickten Ringversuchen wurden 30 (93.8 %) Resultate zurückgeschickt. Bei 30 (100 %) eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

HA	V lg oder lgG		HAV IgM
		Anzahl	Anzahl
Testcode und zusätzliche Informationen		Teilnehmer	Testcode und zusätzliche Informationen Teilnehmer
1	Abbott HAVAb, Alinity	6	1 Abbott HAVAb, Alinity 6
2	Abbott HAVAb, Architect	7	2 Abbott HAVAb, Architect 7
3	Beckmann Coulter HAV, UniCel	2	3 Beckmann Coulter HAV, UniCel 1
4	Bio Mérieux HAV, Vidas	1	4 Bio Mérieux HAV, Vidas 3
5	DiaSorin HAV, Liaison	1	5 DiaSorin HAV, Liaison 1
6	Roche HAV, Cobas	11	6 Roche HAV, Cobas 9
7	Siemens HAV, Atellica; Centaur	2	7 Siemens HAV, Atellica; Centaur 2

Resultate

	HAV Ig oder IgG	HAV IgM
2023-2A1	R	NR
2023-2A2	NR	NR
2023-2A3	R	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 14. August 2023

